

Leistungsumfang

Funktion	Beschreibung
Scanassistent	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung aller Twainfähigen Scanner • Duplex und simplex • Von jedem PDP-Client aus • Automatische Zuordnung der Seiten über Barcodes • Fortschrittsanzeige • Scan von einzelnen Seiten • Automatische oder manuelle Konfiguration • Manuelle Festlegung des Schwellwertes zur Optimierung der Erkennung
Patientenliste	<ul style="list-style-type: none"> • Sortierung nach Parametern • Filter verändert Patientenliste sofort
Scankontrolle	<ul style="list-style-type: none"> • Blättern über weiter und zurück-Buttons • Direkter Aufruf einer Seite über Dropdownfeld • Bearbeiten der Elemente über das Originalbild mit Maus • Bearbeitungsmöglichkeit über Feldliste • Beschränken der Anzeigen über Filter • Anzeige der Vollständigkeit pro Blatt • Möglichkeit des Ausschaltens der automatischen Auswertefunktion • Löschen von einzelnen Seiten • Skalierbarkeit • Automatische Heftnummernerkennung (änderbar) • Übertragen der Bilddateien in die Datenbank
Arztbrief	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellen aus vordefinierten Word-Vorlagen • Ausfüllen mit Werten aus der Detailansicht
Originalbild	<ul style="list-style-type: none"> • Anzeige des Fragebogens als blätterbare Animation
Diagramm	<ul style="list-style-type: none"> • Parameter über Doppelklick auswählbar • Zurücksetzen über Button
Detailansicht	<ul style="list-style-type: none"> • Skalierbar • Alle Werte in Datenbank • Farbkodierung • Quickinfos für alle Parameter • Zusammenfassung in Kategorien • aufklappbar
Leistungsnachweis (nur bei IV-Projekten)	<ul style="list-style-type: none"> • Dynamisches PDF • Holt Daten von Webserver • Speicherbar • Anzeige der Vollständigkeit • Direkt über PDP-Client aufrufbar
Aktualisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolle nach Updates beim Projektstart • Automatischer Download der Updates • Updatehistorie einsehbar
Fernwartung	<ul style="list-style-type: none"> • Möglichkeit der Fernwartung direkt aus PDP-Client ohne zusätzliche Software
Ticketsystem	<ul style="list-style-type: none"> • Möglichkeit der Supportanfrage direkt aus PDP-Client

Hilfe	<ul style="list-style-type: none"> • Aufruf der Webseite mit großem FAQ-Bereich • Aufruf des Handbuches als PDF
Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> • Mandant bei Installation automatisch hinterlegt • Authentifizierung am IMC-Server • Möglichkeit des Sperrens eines Mandanten
Installation	<ul style="list-style-type: none"> • Installationsscripts für Client und Server • Adresse des PDP-Servers wird im Startfenster einmalig festgelegt • Speichern des PDP-Servers zum Beschleunigen des Startvorganges • Uninstaller
Export	<ul style="list-style-type: none"> • Authentifizierte Verbindung zur zentralen Datenbank auf IMC-Server • Abgleich der projektspezifischen Daten zum IMC-Server • SSL-Verschlüsselung • Übertragungskontrolle
Import PDP1	<ul style="list-style-type: none"> • Import der Datenbestände aus PainDocPro 1.X
Empfohlene Konfiguration für Scan-PC	<ul style="list-style-type: none"> • Intel Pentium Dual-Core 2.66 GHz (oder gleichwertig) • 2 GB RAM • Windows 7 • Scanner Fujitsu fi-6130